

ADLER Clean Disinfectant Pro**8067**


Disinfettante per superfici a base di alcool per utilizzatori professionali e non professionali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali	Disinfettante per superfici alcolico, pronto all'uso con effetto battericida, fungicida e virucida secondo la formula dell'OMS. Il prodotto agisce rapidamente ed è completamente privo di residui.
Caratteristiche particolari e norme	<ul style="list-style-type: none">• Autorizzazione come biocida per la disinfezione delle superfici (tipi di prodotto 2 e 4). Sostanza attiva: 73,4 % (73,4 g/100 g) etanolo• Il prodotto è formulato senza composti di ammonio quaternario.
Campi d'impiego	<ul style="list-style-type: none">• Per la disinfezione rapida generale di superfici e oggetti non porosi resistenti all'alcool soprattutto nelle strutture sanitarie (ad es. attrezzature mediche, sedili per toilette, maniglie delle porte, letti, veicoli di emergenza), superfici di lavoro nei laboratori medici e superfici nel settore alimentare e cucine commerciali, comprese anche quelle, che vengono a contatto con alimenti o mangimi.• Per i materiali sintetici e le superfici verniciate, prima dell'uso è necessario effettuare una prova di compatibilità dei materiali. In ogni caso, non utilizzare su plexiglas o policarbonato.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione	<ul style="list-style-type: none">• Applicare non diluito sulla superficie da disinfettare con un panno imbevuto. Se necessario, pulire la superficie con un panno monouso.• Assicurarsi che la superficie sia completamente bagnata durante il tempo di posa raccomandato.• Tempo di esposizione 1 min a bassa contaminazione, fino a 5 min ad alta contaminazione, altrimenti non è garantita la disinfezione completa.• La superficie non deve essere toccata per almeno 5 minuti e preferibilmente per 60 minuti per garantire il pieno effetto.• Garantire una buona ventilazione nella stanza.
----------------------------------	--

Metodo di applicazione


- Applicare o spruzzare non diluito sulla superficie da disinfettare con un panno.
- Quantità di applicazione ca. 50 ml/m².
- Il prodotto è pronto per l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1 L; 5 L; 10 L; 25 L

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio

Minimo 6 mesi in confezioni originariamente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Si raccomanda cautela nell'utilizzo del prodotto biocida. Prima dell'impiego osservare sempre l'etichetta e leggere le informazioni sul prodotto.

Importante: a causa dell'elevato contenuto di alcol, il disinfettante è altamente infiammabile e può irritare gli occhi e le vie respiratorie. Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.
